



MEDICAL EQUIPMENT TRADING & SERVICE

B-dul Pipera nr. 1-IA, Parter, Voluntari, Ilfov, Cod: 07719

CUI RO33801315, J23/111/15.01.2016

Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
DN: cn=Florina Iustina Ionescu, sn=Ionescu,
givenName=Florina Iustina,
serialNumber=201104209F01,
email=ionescum@yahoo.ro, ou=Comitet
director, o=Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Arad, st=ARAD, st=ARAD, c=RO,
title=Director financiar contabil
Date: 2020.05.21 09:40:28 +03'00'

S. Aligze

Catre : Spitalul Clinic Judetean Arad
In atentie : D-lui Director Kurunczi Daniel
Spre stiinta : D-lui Presedinte al Consiliului Judetean Arad - Cionca Arghir
Justin Marinel

Nume : Marian GHINESCU

Tel: (+4) 037 443 1208

Fax: (+4) 037 409 1400

Mob: (+40) 074 501 4350

E-mail: marian.ghinescu@medicalecoline.ro

Nr: 20246 /12.04.2020



Stimate domnule Director Kurunczi Daniel

Va transmitem mai jos

Contestatie

la procedura de achizitie CT 128 slice-uri + modul incinta container anunt de negociere fara publicare prealabila , adresa dvs nr 13756/10.04.2020

Am luat act de procedura initiata de dvs pentru achizitionarea unui aparat dedicate pentru SARS -COV 2 si definirea unor circuite separate pentru pacientii SARS astfel incat acestia sa nu se intersecteze cu pacientii sau personalul care nu a fost contaminat
Recomandarile Comisiei de Radiologie Ingistica Medicala si Medicina Nucleara din cadrul Ministerului Sanatatii nr 44/27.03.2020 ,in contextual epidemiologic actual sunt de a utiliza examenul CT atat pentru reevaluarea pacientilor pozitivi COVID 19 cat si pentru evaluarea pacientilor cu simptomatologie cu semne de gravitate clinica (ex dispnee, desaturare)si al analizelor biologice de laborator .La pacientii pozitivi COVID -19 din sectile ATI , care prezinta agravare , cu un tablou de ARDS , examinarea CT trebuie sa evalueze dinamica leziunilor si prezenta unui eventual pneumotorax (din cauza ventilatiei mecanice)iar in cazul complicatiilor tromboembolice se indica efectuarea de angioCT toracic

Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice actuale ce impune evaluarea riscului de sanatate publica pentru perioada imediat urmatoare, care indica o crestere importanta a numarului de imbolnaviri ale persoanelor infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, atat prin circulatia virusului pe teritoriul national cat si prin cresterea cazurilor de cetateni reveniti in tara si care tranziteaza sau domiciliaza in judetul Arad, persoane posibil infectate ce se prezinta in departamentul de triaj UPU al SCJU Arad, si in acelasi timp luand in considerare necesitatea asigurarii capacitatii medicale adecvate de imagistica medicala pentru gestionarea cazurilor de infectie cu coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul institutiei noastre medicale se justifica accelerarea achizitionarii unui echipament de Computertomografie CT 128 slice-uri.

In contextul epidemiologic actual explorarea pulmonara a pacientilor coronavirus pozitivi este cuprinsa in practica radiologica curenta conform Recomandarilor Comisiei de Radiologie

MC Medical Ecoline
CUI RO33801315
J23/111/15.01.2016
www.medicalecoline.ro

B-dul Pipera nr. 1-IA, Parter, Voluntari, Ilfov
Integral Business Center
Cod ZIP: 07719

Tel: (+4) 037 443 1208
Fax: (+4) 037 443 1209



Imagistica Medicala si Medicina Nucleara din cadrul Ministerului Sanatatii nr 44/27.03.2020. Aceasta recomanda existenta unui aparat CT dedicat pentru SARS-COV 2 si definirea unor circuite separate (cai de acces) pentru pacientii SARS-CoV-2 astfel incat acestia sa nu se intersecteze cu pacientii sau personalul ce nu a fost contaminat si infectat cu acest tip de virus.

Fata de contextual actual descris mai sus , compania noastra are o solutie tehnica special create pentru acest tip de situatii va oferim un CT cu 32 slice uri care are un soft specializat in detectia infestarii cu CORONAVIRUS , respectand punct cu punct solicitarile dvs si recomandarile Recomandarilor Comisiei de Radiologie Imagistica Medicala si Medicina Nucleara din cadrul Ministerului Sanatatii nr 44/27.03.2020.

Solutia noastra are urmatoarele avantaje :

Este conceputa pentru situatii de urgenta - pandemii

Solutie completa modulata , mobila- necesita doar conectarea la reseau de alimentare cu energie

Are toate aplicatiile medicale uzuale si aplicatii medicale dedicate - soft dedicat detectiei rapide a infectarii cu Coronavirus – afectarea pulmonara

Fluxuri pacient / personal separate pentru evitarea infectarii Fluxuri de aer conditionat separate pentru camera de expunere si pentru camera de comanda

Controlul total wireless pentru operarea CT

Este construit din materiale adecvate pentru dezinfectare

Pret cu mult mai scazut fata de bugetul pus la dispozitie de dvs . Pentru informare – cu bugetul anuntat puteti cumpara doua sisteme modulate CT dedicat pentru SARS_COV 2

Va retransmitem mai jos oferta noastra, cu rugamintea sa o reanalizati constatand ce reprezinta o solutie *eficienta economica si social* , ce poate face obiectul unei selectii prin negociere fara publicare prealabila

Prin acest demers aveti oportunitatea sa puneti achizitia in acord cu prevederile legislatiei in vigoare

Va solicitam sa refaceti caietul de sarcini tinand cont de prevederile legislatie in vigoare Legea 98 /2016 Legea achizitiilor publice Art 2, in special in ce priveste *eficienta economica si sociala a achizitiei* , *tratamentul egal si transparenta*

Cu stima

Dr.Ing.Marian GHINESCU

MG Medical Ecoline s.r.l.

General Manager

Tel:0040745014350

marian.ghinescu@medicalecoline.ro

www.medicalecoline.ro



MG Medical Ecoline
CUI : RO3801315
J23/11/15.01.2010
www.medicalecoline.ro

B-dia Pipera nr 1-3A Corp. A Parter
Incalzirea Business Center
Circul Vintilarii Juc 180v
Cod ZIP : 077160

Tel:(+4) 037 443 1208
Fax:(+4) 037 443 1208





mgm
MS MEDICAL ECOLINE

MEDICAL EQUIPMENT TRADING & SERVICE

B-dul Pipera nr. 1-IA, Parter, Voluntari, Ilfov, Cod: 077190
CUI RO33801315, J23/111/15.01.2016

Nume: Marian GHINESCU

Tel: (+4) 037 443 1208

Fax: (+4) 037 409 1400

Mob: (+40) 074 501 4350

E-mail: marian.ghinescu@medicalecoline.ro

Data: 10.04.2020

Solutii tehnice pentru situatii de urgenta / aplicatii specifice investigatiilor CT
ANATOM CT 32 FIT – shelter cu aplicatii pentru determinarea
infectiei cu CORONAVIRUS

SCENARII

Salvare de urgență, rapid și convenabil

Aplicatii medicale , specializate pentru situatii de urgenta

Situatii de epidemii , eficient și practic

Materiale adecvate pentru dezinfectare

SIGURANTA

Fluxuri pacient / personal separate pentru evitarea infectarii

Controlul total wireless pentru operarea CT


APLICATII

Sistem nervos,

Sistemul respirator

Sistem osos și articulații,

Screeningul tumoral



Caracteristici ale solutiei modulare ANATOM CT

RAPID

Pentru CT-ul în varianta modulara , preocuparea majora este instalarea rapida si operarea sistemului CT IMEDIATA . Pentru a rezolva problema asamblării și instalării rapide a echipamentului, ANKE, oferă cea mai eficienta soluție în același timp sistemul CT , beneficiaza de tehnologii de scanare avansate și rapide, cum ar fi *poziționarea Accuorientation*, *scanarea Accuemergency*, *scanarea cu precizie Accuscanning* , care asigură eficiența de lucru a echipamentului. În plus, viteza de reconstrucție este de până la 30 de cadre / s, care este de 10 ori mai rapida decât cea tradițională . Viteza de reconstrucție CT , îmbunătățește semnificativ viteza de reconstrucție a imaginii, reducând timpul de așteptare al medicilor și obținând cu adevărat achiziția rapidă a imaginilor de înaltă definiție.



ME Medical Ecology
CNR - RO33601315
J236111/15.01.2016
www.medical ecology.ro

B-dul Pipera nr. 1-3A Corp. A Parter
Integrat Business Center
Gras Viduțeni Jd. Ilfov
Cod ZIP: 077150

Tel: (+4) 037 443 1208
Fax: (+4) 037 443 1208



Pag 2 / 12

SIGURANTA

Solutia modulara ANATOM CT utilizata beneficiaza de separarea fluxului pacient de fluxul personal de operare a sistemului CT facandu-l sigurul sistem gandit pentru aplicatii **in boli infectioase** ale sistemului respirator. Mai mult, aerul condiționat si și ventilația sunt proiectate în mod dublu – circuite separate pacient – personal operator evitand infecția care traversează circulația aerului

Nivelul de protecție al camerei de expunere este de **4 mm echivalent plumb**, ceea ce este în conformitate cu standardele internaționale de protecție împotriva radiațiilor CT. Pentru scanarea pacienților cu boli infectioase respiratorii, pentru a proteja personalul medical în cea mai mare măsură și pentru a evita infecțiile încrucișate, CT-ul oferă pacientului multiple moduri de control de poziționare. Operatorii pot finaliza cu succes poziționarea precisă și controlul compartimentului fără a intra în contact cu pacienții, prin telecomanda wireless și interfon , solutie care este mai eficientă, mai simplă și mai sigură.



AVANTAJE

Solutia modulara ANATOM CT adoptat a doua generație de detector OptiWave. În aceeași condiții, durata de viață a detectorului CT depinde de amplitudinea de descompunere a semnalului de ieșire indus de doza de expunere acumulată în timp. Detectorul OptiWave a fost proiectat pentru a fi optim , chiar și după 10 ani de utilizare, deteriorarea radiațiilor cauzată de atenuarea semnalului este mai mică de 8%. Nu numai că prelungește durata de funcționare a detectorului, dar asigură și randamentul maxim al utilizatorilor aducand un plus de eficienta a investiției

DOZA REDUSA

Cu doze mici de CT se poate reduce eficient rata mortalității cancerului pulmonar cu aproximativ 20%. Solutia modulara ANATOM CT , combinat cu tehnologia de reconstrucție iterativă a întregului domeniu de Amir3D, nu numai că poate reduce semnificativ doza de radiație a pacientului pentru a

MG Medical EcoOne
CM / RO23801315
J23/11/15.01.2016
www.mgmedical.com.ro



Strada Pipera nr 1-6, Corp. 6, Parter
Integrat Bucharest Center
Craiova, Romania 2007
Cod 200 - 677150

Tel: (+4) 037 443 1200
Fax: (+4) 037 443 1200




Pag 3 / 12

atinge doza scăzută sau chiar și screeningul pulmonar în doză ultra-mică, dar oferă și tehnologie inteligentă de analiză pulmonară pentru a obține un diagnostic rapid și precis.



INALTA DEFINITIE & CUPRINZATOR

Imagistica de înaltă definiție respectă utilizarea scanării și reconstrucției matricei mari și are multe tehnologii independente (proprietate intelectuală ANKE), cum ar fi tehnologia imagistică de înaltă rezoluție a plămânilor *Acculung Accuorgan* algoritm de înaltă definiție și *Acculmage* imagistica micro tehnologie, care îmbunătățesc semnificativ afișarea morfologică fină și oferă informații de imagine mai precise pentru detectarea precoce reducând apariția diagnosticului ratat și a diagnosticului greșit.



Performanța ridicată a soluției modulare ANATOM CT poate realiza o acoperire clinică completă pentru a răspunde nevoilor de diagnostic ale diferitelor niveluri de spitale, secții și boli. Oferă soluții pentru sistemul nervos, soluții pentru sistemul respirator, soluții osoase și articulare, soluții pelviene, pentru corp, soluții pentru trasaturi faciale, soluții pentru stomatologie soluții avansate de vase de sânge etc., pentru a îmbunătăți performanța și valoarea completă a sistemului. În același timp, este echipat cu o tehnologie completă și avansată de post-procesare, incluzând MPR, CPR, SSD, VR, MIP, minip, VE, segmentarea țesuturilor, îndepărtarea oaselor cu un buton,

MC Medical EcoSera
CIU - RO33801315
J23/111/15.01.2016
www.mcmedical.com.ro


5, rue Pipera nr. 14A Corp A, Paris
Intégral Diagnostic Center
Oras Voluntari Jud. Ilfov
Cod ZIP : 077160

Tel: (+41) 037 443 1208
Fax: (+41) 037 443 1208



Pag 4 / 12


îndepărtarea automată a mesei pacienților, tehnologie de urmărirea automată a substanței de contrast



INTELLIGENT

Pe lângă furnizarea funcției de poziționare asistată în configurația de bază, *soluția modulară ANATOM CT* beneficiază de tehnologia de scanare pulmonară în doză ultra-mică bazată pe AI și o varietate de module de analiză a imaginilor bazate pe *Artificial*

Software-ul de analiză bazat pe AI poate obține rapid informațiile patologice ale fiecărei părți și poate îmbunătăți considerabil eficiența diagnosticului medicilor. Pe de altă parte, poate ajuta medicii să-și îmbunătățească abilitatea profesională, nivelul de diagnostic și să evite sau să reducă în mod eficient apariția diagnosticului ratat și a diagnosticului greșit.





MED Medical Ecology
CUI : RO35801215
J23/11/15.01.2016
www.medical-ecology.ro

B. de Pipera nr 1-1A, Corp A, Parter
Integral Business Center
Drac. Măntănuș, Jud. Buză
Cod ZIP : 077193

Tel: (+4) 037 443 1208
Fax: (+4) 037 443 1208



Pag 5 / 12



Nr. crt.	Caracteristici tehnice descriere
	Gantry:
C.1.	Apertura trebuie să fie: 70 cm.
C.2.	Capacitatea de înclinare digitală (tilt) trebuie să fie: $\pm 50^\circ$.
C.3.	Sistemul digital de detecție trebuie să fie alcătuit din detectori ceramici.
C.4.	Numărul total al detectorilor trebuie să fie: 13568.
C.5.	Detectorii trebuie să fie grupați în 16 rânduri, numărul detectorilor /rând trebuie să fie egal 848, cu grosimea de 0.625 mm.
C.6.	Lățimea detectorului pe axa Z trebuie să fie: 20 mm.
C.7.	Trebuie să realizeze transmisie de date de tip RF, comunicarea să fie cu fibre optice.
C.8.	Distanța de focalizare trebuie să fie: 53cm.
C.9.	Distanța detectorului de focalizare trebuie să fie: 94 cm.
C.10.	Trebuie să aibă dispozitiv cu laser pentru alinierea fascicului Rx: laser 3D cu precizie de ± 1 mm.
C.11.	Trebuie să aibă panou de afișare integrat, minim 13 inch.
C.12.	Trebuie să realizeze controlul automat al expunerii.
C.13.	Trebuie să aibă manager automat de voce (interfon), cu mesaje prestabilite.
C.14.	Trebuie să realizeze gestionarea conservării energiei.
	Ansamblul tub RX-cupolă
C.15.	Puterea generatorului trebuie să fie: minim 40 kW.
C.16.	Tubul radiogen trebuie să aibă 2 focare cu următoarele dimensiuni nominale ale petei focale: 1,2 mm $\times$ 1,4 mm și 0,7 mm $\times$ 0,8 mm.
C.17.	Tensiune anodică selectabilă, trebuie să fie: 70 kV, 80 kV, 100 kV, 120 kV, 140 kV.
C.18.	Curentul anodic selectabil, trebuie să fie: minim în intervalul 10-1050 mA.
C.19.	Capacitatea termică a anodului: maxim 3.5 MHU.
C.20.	Rata de disipare a căldurii în anod trebuie să fie: 735 kHU/min.
C.21.	Răcirea trebuie să se realizeze atât cu ulei cât și cu aer.
	Masa pentru pacient
C.22.	Deplasarea pe orizontală a mesei trebuie să fie: 1850 mm.
C.23.	Deplasarea pe verticală a mesei trebuie să fie: 500 mm.
C.24.	Domeniul de scanare, pe orizontală, trebuie să fie: 1800 mm $\pm$ 0.25mm.
C.25.	Înălțimea minimă până la care se poate cobări masa trebuie să fie: 430 mm.
C.26.	Viteza de deplasare pe verticală trebuie să fie: maxim 35 mm/s.
C.27.	Viteza de deplasare pe orizontală trebuie să fie: maxim 150 mm/s.
C.28.	Trebuie să susțină un pacient cu greutate de minim 205 kg.
C.29.	Trebuie să aibă pedală pentru controlul mesei pacientului.



Stații de lucru	
C.30.	Trebuie să aibă procesor, cu frecvență: minim 3,5 GHz.
C.31.	Capacitate RAM: minim 32 GB.
C.32.	Capacitatea hard disk-ului intern, disponibilă pentru stocarea imaginilor trebuie să fie: minim 1TBx2.
C.33.	Trebuie să aibă sistem de operare minim Windows 7, 64 bit.
C.34.	Trebuie să aibă monitor LCD, cu diagonală de minim 24 inch.
C.35.	Rezoluția monitorului: minim 1900 × 1200.
C.36.	Trebuie să permită stocarea externă pentru date de imagine, pentru medii portabile tip CD/DVD /USB.
C.37.	Timpul reconstrucției imaginii: (în format de imagine 512 × 512) 33,3 ms / imagine.
C.38.	Trebuie să aibă interfață DICOM 3.0.
C.39.	Trebuie să aibă funcție de imprimare DICOM 3.0.
C.40.	Trebuie să realizeze filmări automate-format pentru printer.
C.41.	Trebuie să aibă interfață introducere listă pacienți.
C.42.	Trebuie să aibă o stație suplimentară pentru doctor, cu aplicație pentru determinarea automată a emfizemului pulmonar/bronhopneumoniei/pneumoniei - complicații ale infecției moderate și severe cu COVID 19.
C.43.	Trebuie să aibă tastatură.
C.44.	Trebuie să aibă mouse+pad.
Parametri de scanare	
C.45.	Trebuie să aibă următoarele moduri de scanare: axială, elicoidală, cine, scout.
C.46.	Cel mai scurt timp de rotire la 360°: 0.75s.
C.47.	Timpi de rotație: 0.75s, 1.0s, 1.5s, 2.0s, 3.0s, 4.0s
C.48.	Număr de slice-uri pe rotație: maxim 32.
C.49.	Grosimea minimă slice de scanare: 1.25 mm.
C.50.	Grosimea minimă slice de reconstrucție: 0.625 mm.
C.51.	Grosimea maximă slice de scanare: 20 mm.
C.52.	Grosime nominală slice de reconstrucție: 0.625 mm, 1.25 mm, 2.5 mm, 5.0 mm, 7.5 mm, 10 mm, 20 mm.
C.53.	Interval pas: 0,5 ~ 1,5.
C.54.	Viteza de reconstrucție a imaginii: (512 × 512) 30 cadre/s.
C.55.	Scanare FOV: maxim 50 cm.
C.56.	Matricea de reconstrucție a imaginii: 512 × 512
C.57.	Matricea de vizualizare a imaginii: 512 × 512.
C.58.	Matricea afișării imaginii: 512 × 512.
C.59.	Durata maximă de scanare continuă trebuie să fie: 120 s.
C.60.	Lungimea maximă de scanare continuă: 180 cm.



	Calitatea imaginii
C.61.	Rezoluție de contrast trebuie să fie: 21lp/cm (0% MTF).
C.62.	Rezoluția izotropă imagistică: 0,24 mm.
C.63.	Zgomotul imaginii: ≤ 0.29 la o doză de radiație de 28 mGy.

	Aplicații avansate
C.64.	Reconstrucție pluriplanară (MPR).
C.65.	Reconstrucție multi-plană curbă (CPR).
C.66.	Afișat la suprafață cu umbră (SSD)- extracția zonei de interes.
C.67.	Redare volum (VR).
C.68.	Proiecție de intensitate maximă (MIP).
C.69.	Proiecție de intensitate minimă (MinIP).
C.70.	Endoscopie virtuală (VE).
C.71.	Angiografie CT (CTA).
C.72.	Segmentarea țesuturilor.
C.73.	Substracție os (cu un singur click).
C.74.	Substracție imagine masa pacientului (cu un singur click).
C.75.	Tehnologie de urmărire Bolus.
C.76.	Pornire automată achiziție spirală.
C.77.	Afișare Cine.
C.78.	Tehnologie de suprimare a artefactelor osoase.
C.79.	Tehnologia de suprimare a artefactelor metalice.
C.80.	Reconstrucția iterativă a tuturor domeniilor.
C.81.	Tehnologie de scanare pulmonară în doze mici.
C.82.	Îmbunătățirea substanței alb-gri.
C.83.	Tehnologie de scanare de înaltă rezoluție a plămânilor.
C.84.	Scanare internă de înaltă rezoluție în ureche.
C.85.	Tehnologie de scanare de înaltă rezoluție a corpului.
C.86.	Tehnologie de scanare de înaltă rezoluție a osului.
	Accesorii (cuprinse în oferta)
C.87.	Fantome pentru asigurarea calibrării.
C.88.	Sistem poziționare pacient.
C.89.	UPS cu autonomie de minim 30 minute, necesar pentru întreg sistemul de achiziție, inclusiv pentru stația suplimentară.
C.90.	Panou de conectare la rețeaua electrică (tablou electric), inclusiv cablurile necesare. Toate conexiunile necesare sunt în sarcina furnizorului, acestea urmând a fi realizate sub supravegherea reprezentanților beneficiarului.



C.91.	Documentație completă: manuale de utilizare/operare (în limba română, conform legislației în vigoare), manuale de service, carte tehnică cu proceduri de verificare periodică și de exploatare a instalației radiologice conform instrucțiunilor producătorului, carte de service.
-------	--

C.92.	Container cu pereții plumbați
C.93.	Echipamentul trebuie să fie amplasat într-un container cu pereți plumbați, 4 mm ech. Pb, cu dimensiuni de minim 9.600 mm × 2.800 mm (LxI).
C.94.	Containerul trebuie să aibă o cameră de scanare, cu pereții acoperiți cu plumb și o cameră de comandă (trebuie să aibă o fereastră de sticlă transparentă).
C.95.	Containerul trebuie să aibă în dotare un generator cu puterea de intrare 380 V, ieșire 380 V.
C.96.	Podeaua containerului trebuie să fie acoperită cu parchet trafic, rezistent la acțiunea substanțelor dezinfectante.
C.97.	Trebuie să aibă 2 unități sisteme de ventilație independente, care trebuie să fie amplasate astfel: o unitate pentru camera de expunere și o unitate pentru camera de comandă. Puterea acestor aparate trebuie să fie ≥ 20 W iar viteza de ventilare trebuie să fie de 5 metri cubi/min. Capacitate de răcire: 3600 W, capacitate de încălzire: 3960 W
C.98.	Trebuie să aibă copertină retractabilă acționată electric: 2 seturi.
C.99.	Trebuie să aibă o fereastră de observare, între camera de comandă și camera de scanare, cu geam plumbat, minim 4 mm Pb.
C.100.	Trebuie să aibă ușă glisantă automată pentru acces pacient.
C.101.	Trebuie să aibă 4 uși: ușă protejată cu plumb, cu lățimea ≥ 660 mm; ușă protejată cu plumb, acționată electric, cu lățimea ≥ 1400 mm; ușă protejată cu plumb între camera de comandă și camera de scanare, cu lățimea ≥ 600 mm și ușă cu latime ≥ 600 mm, acces din afara în camera de comandă.
C.102.	Trebuie să aibă lămpi iluminare cu LED, cu intensitate reglabilă, 2 unități, amplasate astfel: o unitate în camera de comandă și o unitate în camera de scanare.
C.103.	Trebuie să aibă lămpi cu ultraviolete pentru dezinfecția aerului.
C.104.	Trebuie să aibă mobilier pentru medic, astfel: masă medic cu dulap de depozitare -1 buc, scaun 1 buc.
C.105.	Trebuie să aibă stingător de incendiu: 1 buc.

Condiții de service și garanție

	Service-ul în perioada de garanție va îndeplini cerințele care urmează:
C.106.	Perioada de garanție completă (fără limită de scanări pentru tubul CT), va fi de minim 12 luni (fără limită de scanări) de la punerea în funcțiune și finalizarea primei etape de instruire.



C.107.	În perioada de garanție, service-ul va fi asigurat printr-o unitate service, autorizată de Ministerul Sănătății și de C.N.C.A.N. pentru această categorie de aparate și agreată de producător. Se va menționa denumirea unității de service. Toate serviciile (instalare, configurare, punerea în funcțiune, garanție, asistență tehnică, service post-garanție, mentenanță, instruire) vor fi executate obligatoriu, de către persoane autorizate.
C.108.	În perioada de garanție furnizorul se obligă să remedieze, în termen de maxim 10 zile lucrătoare, în perioada de garanție orice neconformitate din caietul de sarcini constatată în timpul utilizării.
C.109.	În perioada de garanție furnizorul va asigura gratuit orice operațiune de mentenanță preventivă și corectivă prescrisă de producător, inclusiv înlocuirea consumabilelor tehnice necesare sau reparație necesară pentru oricare din componentele completului, inclusiv upgrad-urile software/hardware decise de producător pentru modelul de sistem oferit.
C.110.	Timpul de răspuns la solicitări (prin remote service), în perioada de garanție sau post-garanție, în timpul programului normal de lucru, trebuie să fie de maxim 6 ore.
C.111.	Furnizorul trebuie să asigure service la locul de funcționare al aparatului, cu timp de intervenție de maxim 12 ore de la solicitare, în timpul programului normal de lucru, gratuit în perioada de garanție și contra cost în perioada de post-garanție.
C.112.	Timpul de rezolvare a defecțiunii este de maxim 48 ore, în timpul programului normal de lucru, de la constatarea defecțiunii.
C.113.	Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb cel puțin 10 ani de la data instalării.
C.114.	În perioada de valabilitate a garanției furnizorul se obligă să efectueze verificările tehnice conform condițiilor prevăzute în autorizația de funcționare emisă de CNCAN. În urma verificărilor, furnizorul va emite și va pune la dispoziția beneficiarului buletinul de verificare tehnică.
C.115.	Durata de viață a sistemului: minim 10 ani.
C.116.	Pe durata de viață a sistemului, furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului la solicitarea scrisă a acestuia, piesele de schimb și kit-urile necesare efectuării lucrărilor de mentenanță, indiferent de prestatorul acestor lucrări.

Condiții de livrare, instruire, documentații tehnice

C.117.	Transportul, montarea și punerea în funcțiune se realizează de către furnizor, costul acestor operații fiind inclus în preț.	
C.118.	Certificat de conformitate CE emis de un organism abilitat;	
C.119.	La livrare, sistemul va fi însoțit de următoarea documentație:	1. Certificate de calitate și conformitate (pentru echipament și echipamentele de radioprotecție); 2. Manual de utilizare în limba română 3. Autorizații de securitate radiologică și/sau autorizația de furnizare emisă de CNCAN.





SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

Nr. 313/13.04.2020

**APROBAT
MANAGER
Ec. Carmen LUCUTA**



Către,

Serviciul Achizitii,

Ca urmare a adresei inaintate de furnizorul de echipamente SC MEDICAL EQUIPMENT TRADING&SERVICE MG MEDICAL ECOLINE SRL, Bucuresti, trimise catre SCJU Arad in data de 10.04.2020 pe email prin care se contesta configuratia ansamblului CT 128 slices si modul container si prin care ni se solicita modificarea totala a cerintelor din caietul de sarcini, va comunicam urmatoarele:

- nu se accepta configuratia modul container propusa de MG MEDICAL ECOLINE SRL(subdimensionat fata de cerintele legislatiei in vigoare).

- nu se accepta configuratia propusa deoarece nu este conforma cu cerintele tehnice impuse de caietul de sarcini inaintat si inregistrat in SCJU Arad cu nr 13674/10.04.2020

- nu se accepta termenul de garantie propus (de 12 luni) deoarece este cu mult mai mic decat termenul de garantie solicitat (de 60 luni).

In concluzie propunerea facuta de SC MG MEDICAL ECOLINE SRL prin contestatia transmisa in data de 10.04.2020 se respinge.


Data:

13.04.2020

Intocmit:

Fiz Med


Naghiu Violeta



Aprobat,

Sef LRIM

Dr Amza Oana Lucia





spital <scjuarad.bap@gmail.com>

Raspuns contestatie achizitie CT 128 modul incinta container

1 mesaj

spital <scjuarad.bap@gmail.com>

13 aprilie 2020, 13:51

Către: marian.ghinescu@medicalecoline.ro

Buna ziua,

atasat va transmitem raspunsul compartimentului de specialitate aferenta contestatiei din cadrul procedurii de negociere fara publicare prealabila privind achizitia unui Computer Tomograf 128 slice uri si modul de incinta container

Va multumim.

 **Raspuns catre medical equipment.pdf**
80K



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMÂNIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRÉNYI KÁROLY, NR.2-4
TEL.: (+0040 357 407 200; (+0040 257 220 000; FAX: (+0040 357 407 211

Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala

Nr. 343/13.04.2020

APROBAT
MANAGER,
Ec. Carmen LUCUTA

Către,

Serviciul Achizitiei,


Ca urmare a adresei inaintate de furnizorul de echipamente SC _____ SRL, _____, trimise catre SCJU Arad in data de 10.04.2020 pe email prin care se contesta configuratia ansamblului CT 128 slices si modul container si prin care ni se solicita modificarea totala a cerintelor din caietul de sarcini, va comunicam urmatoarele:

- nu se accepta configuratia modul container propusa de _____ (subdimensionat fata de cerintele legislatiei in vigoare).
- nu se accepta configuratia propusa deoarece nu este conforma cu cerintele tehnice impuse de caietul de sarcini inaintat si inregistrat in SCJU Arad cu nr 13674/10.04.2020
- nu se accepta termenul de garantie propus (de 12 luni) deoarece este cu mult mai mic decat termenul de garantie solicitat (de 60 luni).

In concluzie propunerea facuta de SC _____ SRL prin contestatia transmisa in data de 10.04.2020 se respinge.

Data:
13.04.2020

Intocmit:
Fiz/Med
Năghiu Violeta



Aprobat,
Sef LRIM
Dr Amza Oana Lucia

